

## Reinigungs- und Pflegehinweise für die KUBIVENT QS-Matratze

Bezug	waschbar bei	60 °C
	trocknergeeignet	•

### Garantie

Die Garantie für die Matratze beträgt 3 Jahre. Die Garantie erstreckt sich auf alle Material- oder Herstellungsfehler. Abgedeckt sind ebenfalls Materialverschlechterungen, die sich darin äußern, dass die Matratze sich um mehr als 2 cm absenkt, z. B. durch 'Kuhlenbildung'. Bei Vorliegen eines Material- oder Herstellungsfehlers oder wenn die Matratze um mehr als 2 cm an Höhe verliert, wird die Matratze kostenlos ersetzt. Kein Garantieanspruch besteht, wenn die Matratze mit der Zeit weicher wird bzw. die Rückstellkraft des Matratzenkerns nachlässt, da dies die Liegeeigenschaften der Matratze nicht beeinträchtigt. Ausgenommen von der Garantie sind Schäden an der Matratze, die von unsachgemäßem Gebrauch herrühren. Genauso wenn sie unhygienisch geworden ist bzw. verschmutzt wurde, durch Feuer oder starke Hitze oder Wasser/Feuchtigkeit beschädigt worden ist. Auf den Matratzenbezug gewähren wir 2 Jahre Garantie. Abgedeckt sind Material- und Herstellungsfehler. Normaler Gebrauchverschleiß des Materials (= des Stoffbezuges) ist damit nicht abgedeckt. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist der Kaufbeleg im Original vorzulegen.

### Garantienachweis

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn.  
Die 3-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Für das KUBIVENT-Produkt: \_\_\_\_\_

mit der Produkt-Nummer: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_  
Datum/Stempel/Unterschrift

**KUBIVENT**®


KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme  
Max-Eyth-Straße 30 · 70736 Fellbach  
Telefon: 0711/5 17 94 - 0 · Fax: 0711/5 17 94 - 94  
info@kubivent.com · www.kubivent.com

# KUBIVENT QS



Die Komfort-  
Matratze für  
Querschnitts-  
gelähmte



#### Matratze



#### Bezug



Made  
in *Handarbeit*  
Germany

**KUBIVENT**®

## KUBIVENT QS

### Optimal auf die Bedürfnisse Querschnittsgelähmter angepasst


Diese hochwertige Komfort-Matratze ist nach dem bewährten KUBIVENT-Prinzip speziell auf die Bedürfnisse Querschnittsgelähmter abgestimmt. Sie bietet die nötige Kombination aus Festigkeit und ausgezeichneter Druckentlastung.

Ein zu tiefes Einsinken in die Matratze wird verhindert – die natürliche Bewegungsfreiheit während des Schlafes bleibt erhalten. Selbst dann, wenn die eigenen Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Somit liegt man nicht zu lange auf einer Stelle, wodurch eine Decubitusgefahr wesentlich gemindert wird.

Damit entspricht sie in idealer Weise den praktischen Anforderungen betroffener Menschen. Sie wirkt aber nicht in der Decubitusprophylaxe, sondern bietet gleichzeitig den höchsten Schlafkomfort, den man sich wünschen kann.

### Verstärkte Randzone

Eine verstärkte Randzone an beiden Längsseiten der Matratze erleichtert das Übersetzen. Zum Beispiel vom Bett in den Rollstuhl und umgekehrt.



15 cm NORMAL – vierschichtig



15 cm FEST – vierschichtig

## Gewöhnungsanleitung

### Richtiges Liegen ist gewöhnungsbedürftig!

Mit dieser KUBIVENT Komfort-Matratze haben Sie ein besonders hochwertiges Produkt erworben, das optimal auf Ihre Schlafgewohnheiten abgestimmt wurde. Bitte beachten Sie, dass sich Ihr Körper in den ersten Nächten auf die ungewohnte 'Unterlage' einstellen muss. Im Unterschied zu Ihrer bisherigen Matratze werden Sie die differenzierte Unterstützung von Becken-, Lenden- und Schulterbereich mehr oder weniger deutlich spüren. Wenn dies anfangs zu einer subjektiv 'unangenehmen' Empfindung führt, handelt es sich dabei genau um die gewünschte positive Wirkung einer Umstellung auf die orthopädisch richtige Liegehaltung. Schon nach wenigen Tagen werden Sie sich an die neuen Bedingungen gewöhnt haben. Das Resultat ist ein erholsamer Schlaf.

### Ausführungen

Höhe 15 cm	NORMAL	FEST
2-schichtige Liegefläche		
Obere Fläche	Softschaum	Softschaum
Untere Fläche	Kaltschaum	Kaltschaum
Würfelschicht	PU-Schaumstoff grau	PU-Schaumstoff gelb
Randzone	beidseitig PU-Schaumstoff	
Unterlage	PU-Schaumstoff, beidseitig verklebt	
Bezug	Anti-Allergie-Bezug WAVE	

### Schlafen Sie nie mit Chemie!

Unser wattierter Bezug WAVE ist im Unterschied zu vielen anderen Produkten ohne chemische Zusätze antiallergisch, antiseptisch und probiotisch ausgestattet.

### Mit dem Silberfaden für die antibakterielle Matratze

Schon die Großmutter wusste, dass Silber antibakteriell wirkt. Forschungen bestätigen, dass Silberatome permanent Silber-Ionen aussenden, welche die Zellwände von Mikroorganismen zerstören. Wir haben unsere Bezüge nach neuestem Stand mit dem natürlichen Antiseptikum Silber ausgestattet.

So werden das Wachstum von Bakterien auf der Haut und die Entstehung unangenehmer Gerüche verhindert und dermatologisch positive Effekte, z.B. bei Neurodermitis, erzielt.



### Mit probiotischer Ausstattung für sauberen Schlaf

Unser probiotischer Bezug lässt eine natürliche Mikro-Flora wachsen, die Hausstaubmilben-Allergene neutralisiert und schädliche Bakterien verdrängt. Ohne diese Bakterien fehlt den Hausstaubmilben aber ihre Nahrungsgrundlage. Setzen Sie auf die clevere Art der Vermeidung von Bakterien, Hausstaubmilben und Schimmelpilzen!



### Vermehrter Nachtschweiß? Schwamm drüber!

Wer nachts stark schwitzt, liegt mit unserer innovativen, aus dem natürlichen Rohstoff Holz gewonnenen Bezugsfüllung wieder im Trockenen. Diese spezielle Naturfaser nimmt wesentlich mehr Feuchtigkeit auf als Schurwolle, Daunen und andere Materialien und trocknet sie auch schneller aus. Getestet nach Ökotex-Standard 100 Klasse 1.

Mit dieser Naturfaser ist unser Bezug Wave ausgestattet.

