

KUBIVENT QS

Optimal auf die Bedürfnisse Querschnittsgelähmter angepasst

Diese hochwertige Komfort-Matratze ist nach dem bewährten KUBIVENT-Prinzip speziell auf die Bedürfnisse Querschnittsgelähmter abgestimmt. Sie bietet die nötige Kombination aus Festigkeit und ausgezeichneter Druckentlastung.

Ein zu tiefes Einsinken in die Matratze wird verhindert – die natürliche Bewegungsfreiheit während des Schlafes bleibt erhalten. Selbst dann, wenn die eigenen Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Somit liegt man nicht zu lange auf einer Stelle, wodurch eine Decubitusgefahr wesentlich gemindert wird.

Damit entspricht sie in idealer Weise den praktischen Anforderungen betroffener Menschen. Sie wirkt aber nicht in der Decubitusprophylaxe, sondern bietet gleichzeitig den höchsten Schlafkomfort, den man sich wünschen kann.

Verstärkte Randzone

Eine verstärkte Randzone an beiden Längsseiten der Matratze erleichtert das Übersetzen. Zum Beispiel vom Bett in den Rollstuhl und umgekehrt.


Gewöhnungsanleitung

Richtiges Liegen ist gewöhnungsbedürftig!

Mit dieser KUBIVENT Komfort-Matratze haben Sie ein besonders hochwertiges Produkt erworben, das optimal auf Ihre Schlafgewohnheiten abgestimmt wurde. Bitte beachten Sie, dass sich Ihr Körper in den ersten Nächten auf die ungewohnte 'Unterlage' einstellen muss. Im Unterschied zu Ihrer bisherigen Matratze werden Sie die differenzierte Unterstützung von Becken-, Lenden- und Schulterbereich mehr oder weniger deutlich spüren. Wenn dies anfangs zu einer subjektiv 'unangenehmen' Empfindung führt, handelt es sich dabei genau um die gewünschte positive Wirkung einer Umstellung auf die orthopädisch richtige Liegehaltung. Schon nach wenigen Tagen werden Sie sich an die neuen Bedingungen gewöhnt haben. Das Resultat ist ein erholsamer Schlaf.

Ausführungen

Höhe 15 cm	NORMAL	FEST
2-schichtige Liegefläche		
Obere Fläche	Softschaum	Softschaum
Untere Fläche	Kaltschaum	Kaltschaum
Würfelschicht	PU-Schaumstoff grau	PU-Schaumstoff gelb
Randzone	beidseitig PU-Schaumstoff	
Unterlage	PU-Schaumstoff, beidseitig verklebt	
Bezug	Anti-Allergie-Bezug WAVE	



15 cm NORMAL – vierschichtig

15 cm FEST – vierschichtig

Schlafen Sie nie mit Chemie!

Unser wattierter Bezug WAVE ist im Unterschied zu vielen anderen Produkten ohne chemische Zusätze antiallergisch, antiseptisch und probiotisch ausgestattet.

Mit dem Silberfaden für die antibakterielle Matratze

Schon die Großmutter wusste, dass Silber antibakteriell wirkt. Forschungen bestätigen, dass Silberatome permanent Silber-Ionen aussenden, welche die Zellwände von Mikroorganismen zerstören. Wir haben unsere Bezüge nach neuestem Stand mit dem natürlichen Antiseptikum Silber ausgestattet.

So werden das Wachstum von Bakterien auf der Haut und die Entstehung unangenehmer Gerüche verhindert und dermatologisch positive Effekte, B. bei Neurodermitis, erzielt.

Mit probiotischer Ausstattung für sauberen Schlaf

Unser probiotischer Bezug lässt eine natürliche Mikro-Flora wachsen, die Hausstaubmilben-Allergene neutralisiert und schädliche Bakterien verdrängt. Ohne diese Bakterien fehlt den Hausstaubmilben aber ihre Nahrungsgrundlage. Setzen Sie auf die clevere Art der Vermeidung von Bakterien, Hausstaubmilben und Schimmelpilzen!



Vermehrter Nachtschweiß? Schwamm drüber!

Wer nachts stark schwitzt, liegt mit unserer innovativen, aus dem natürlichen Rohstoff Holz gewonnenen Bezugsfüllung wieder im Trockenen. Diese spezielle Naturfaser nimmt wesentlich mehr Feuchtigkeit auf als Schurwolle, Daunen und andere Materialien und trocknet sie auch schneller aus. Getestet nach Ökotex-Standard 100 Klasse 1.

Mit dieser Naturfaser ist unser Bezug WAVE ausgestattet.

